

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Ckm/Ckbウサギモノクローナル抗体 - P06732

商品番号: CM0010618



前書き

ヒトCKM/CKBに対するウサギモノクローナル抗体。
WB、IF-P、IHC-P、ELISAでバリデーション済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。エネルギー代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CKM/CKBウサギmAb
備考／別名	CKMM; M-CK; CPK-M
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1158
遺伝子ID	1158
免疫原	ヒトCKM/CKB (NP_001815.2) のアミノ酸3~381に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06732
タンパク質分子量	43 kDa
輸送	保冷バッグ