


## 抗Ckmt1Aウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P12532

商品番号: CM0027190



### 前書き

WBおよびELISAで検証済みのCKMT1Aウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。エネルギー代謝の鍵酵素であるミトコンドリアクレアチンキナーゼU型を標的とし、ミトコンドリア機能や細胞エネルギー恒常性の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 製品名        | CKMT1A ウサギポリクローナル抗体                                       |
| 備考/別名      | CKMT1; U-MtCK; mia-CK; CKMT1A                             |
| 種          | ヒト                                                        |
| 遺伝子ID (ヒト) | 548596                                                    |
| 免疫原        | ヒトCKMT1Aのアミノ酸258-417に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001015001.1) |
| 由来         | ウサギ                                                       |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                 |
| アプリケーション   | WB, ELISA                                                 |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                |
| SWISS      | P12532                                                    |
| タンパク質分子量   | 47kDa                                                     |
| 配送         | アイスバッグ                                                    |