


Anti-Ckmt1B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P12532

商品番号: CM0026283



前書き

ヒトCKMT1B（ミトコンドリアクレアチンキナーゼU型）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいて、WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みです。47kDa。エネルギー代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CKMT1B Rabbit pAb
備考/別名	CKMT; CKMT1; UMTCK; CKMT1B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1159
GeneID	1159
免疫原	ヒトCKMT1B (NP_066270.1) のアミノ酸1-85に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12532
タンパク質分子量	47kDa
配送	氷袋