


WbおよびElisa用抗Ckmt2ウサギポリクローナル抗体 - P17540

商品番号: CM0023995



前書き

ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示し、WBおよびELISAでの使用が検証済みの抗CKMT2ウサギポリクローナル抗体です。心臓および骨格筋のエネルギー代謝研究に不可欠なミトコンドリア型クレアチンキナーゼS型を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CKMT2 ウサギ pAb
備考/別名	SMTCK; CKMT2
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	1160
GeneID	1160
免疫原	ヒトCKMT2 (NP_001816.2) のアミノ酸40～230番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17540
タンパク質分子量	48kDa
配送方法	保冷剤