

抗Cks2ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P33552

商品番号: CM0029182



前書き

ヒトCKS2（サイクリン依存性キナーゼ制御サブユニット2）に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ラットと交差反応します。細胞周期と分裂の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CKS2 ウサギpAb
備考/別名	CKSHS2; CKS2
由来種	ヒト
GeneID（ヒト）	1164
GeneID	1164
免疫原	ヒトCKS2（NP_001818.1）のアミノ酸1〜79番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P33552
タンパク質分子量	10kDa
発送方法	保冷剤