


Wb、Elisa用 抗Clasp1 ポリクローナル抗体 - Q7Z460

商品番号: CM0026031



前書き

ヒトCLASP1に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。標的は細胞遊走と有糸分裂に関与する微小管プラス端追跡タンパク質です。細胞生物学およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLASP1 Rabbit pAb
備考/別名	MAST1; CLASP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23332
GeneID	23332
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCLASP1 (NP_056097.1) のアミノ酸1389-1538に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7Z460
タンパク質分子量	169kDa
発送	保冷バッグ