

抗クラスリン重鎖モノクローナル抗体（Wb、Ip、If/Icc、Ihc-P、Elisa用） - Q00610

商品番号: CM0009909



前書き

ヒトクラスリン重鎖（CLTC、Q00610）を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WB、IP、IF/ICC、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。コーティングピットや小胞輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	クラスリン重鎖 ウサギmAb
備考 / 別名	Hc; CHC; CHC17; MRD56; CLH-17; CLTCL2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1213
遺伝子ID	1213
免疫原	ヒトクラスリン重鎖（NP_004850.1）のアミノ酸1571～1670番内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q00610
タンパク質分子量	187kDa
配送方法	氷袋