

WbおよびElisa用 Anti-Clathrin Heavy Chain ポリクローナル抗体 - Q00610

商品番号: CM0029449



前書き

Clathrin heavy chain

ウサギポリクローナル抗体は、WB、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットを認識します。免疫原：aa 1550-

1650由来の合成ペプチド。被覆ピット、エンドサイトーシス、オートファジー、有糸分裂の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	Clathrin heavy chain ウサギ pAb
備考/別名	Hc; CHC; CHC17; MRD56; CLH-17; CLTCL2; Clathrin heavy chain
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1213
遺伝子ID	1213
免疫原	ヒトClathrin heavy chain (NP_004850.1)のアミノ酸1550-1650に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q00610
タンパク質分子量	192kDa
発送	保冷バッグ