

ウェスタンブロット、免疫組織化学、免疫蛍光、免疫沈降、Elisa用 抗クラスリン重鎖 ウサギモノクローナル抗体 - Q00610 / P53675

商品番号: CM0010001



前書き

ヒトクラスリン重鎖 (CLTC/CLTCL1;
Q00610/P53675)

に対する高特異性ウサギモノクローナル抗体。WB、IHC、IF、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。エンドサイトーシス、有糸分裂、オートファジー研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	クラスリン重鎖 ウサギ mAb
備考/別名	Hc; CHC; CHC17; MRD56; CLH-17; CLTCL2; Clathrin heavy chain
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1213/8218
遺伝子ID	1213/8218
免疫原	合成ペプチド：ヒトクラスリン重鎖 (Q00610) のアミノ酸200-300に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q00610/P53675
タンパク質分子量	191 kDa
発送	保冷バッグ