

抗クラスリン重鎖ウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - Q00610

商品番号: CM0014975



前書き

ヒトクラスリン重鎖（CLTC）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。エンドサイトーシス、細胞分裂、オートファジーの研究に最適。 - Q00610

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	クラスリン重鎖 ウサギpAb
備考/別名	Hc; CHC; CHC17; MRD56; CLH-17; CLTCL2; Clathrin heavy chain
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1213
GeneID	1213
免疫原	ヒトクラスリン重鎖のアミノ酸1451-1675に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_004850.1)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q00610
タンパク質重量	192kDa
配送	アイスバッグ