

抗クロードイン1 ポリクローナル抗体（Wb・Elisa対応） - O95832

商品番号: CM0020466

前書き

ヒトClaudin

1に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの検証済み。タイトジャンクション生物学、バリア機能、ウイルス侵入機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Claudin 1 ウサギ pAb
別名	CLD1; SEMP1; ILVASC; Claudin 1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	9076
GeneID	9076
免疫原	ヒトClaudin 1 (NP_066924.1) のアミノ酸137-211領域内配列に相当する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O95832
タンパク質分子量	23 kDa
発送方法	氷袋梱包