

抗クロードイン1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ip、If-P、Ihc-P、Elisa用） - O95832

商品番号: CM0007382

前書き

KDバリデーション済み抗クロードイン1
ウサギモノクローナル抗体で、WB、IP、IF-P、IHC-P、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットのCLDN1を検出します。上皮バリアおよびウイルス侵入に必須なタイトジャンクションタンパク質で、上皮生物学およびウイルス学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	[KDバリデーション済み] クロードイン1 ウサギmAb
別名	CLD1; SEMPI; ILVASC
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9076
遺伝子ID	9076
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用途	WB、IP、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95832
タンパク質分子量	23kDa
発送方法	氷袋梱包