

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Claudin-3ウサギモノクローナル抗体 - O15551

商品番号: CM0006785

前書き

Claudin-3ウサギモノクローナル抗体は、ヒトClaudin-3（UniProt O15551）を検出し、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに使用できます。タイトジャンクションおよび細胞間結合の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Claudin-3ウサギmAb
備考／別名	RVP1；HRVP1；C7orf1；CPE-R2；CPETR2；Claudin-3
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1365
GeneID	1365
免疫原	合成ペプチド ヒトClaudin-3 mAb（NP_001297.1）のアミノ酸121～220内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O15551
タンパク質分子量	23kDa
輸送	保冷バッグ