

ウエスタンブロット、If/Icc、If-P、Elisa用 抗Claudin-3

ウサギポリクローナル抗体 - O15551

商品番号: CM0026475

前書き

ヒトClaudin-3 (CLDN3) に対する高品質のウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、免疫蛍光、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。タイトジャンクション研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLDN3 ウサギ pAb
備考/別名	RVPI; HRVP1; C7orf1; CPE-R2; CPETR2; CLDN3
種	ヒト
GeneID	1365
免疫原	ヒトCLDN3 (NP_001297.1) のアミノ酸141-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15551
タンパク質分子量	23kDa
発送	保冷バッグ