

クローディン4抗ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa用） - O14493

商品番号: CM0005513



前書き

CamelBioは、ヒトクローディン4に対する高品質なウサギモノクローナル抗体を提供しています。WB、IP、ELISAでの使用が検証済みで、タイトジャンクション研究やCPE受容体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	クローディン4 ウサギmAb
備考・別名	CLDN4; CPE-R; CPER; CPETR; CPETR1; WBSCR8; hCPE-R; claudin-4
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1364
免疫原	ヒトクローディン4 (NP_001296.1) のアミノ酸111-209番に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O14493
タンパク質分子量	22kDa
発送方法	氷袋