

Wb、If/Icc、Ihc-P、Ip、Elisa用抗Claudin 5モノクローナル抗体 - O00501

商品番号: CM0011182

前書き

ヒト、マウス、ラットに交差反応性を示し、WB、IF/ICC、IHC-P、IP、ELISAでバリデーション済みのClaudin 5ウサギmAb。タイトジャンクション研究および細胞間結合研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Claudin 5ウサギmAb
備考／別名	AWAL; BEC1; TMVCF; TMDVCF; CPETRL1
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	7122
GeneID	7122
免疫原	合成ペプチド：ヒトClaudin 5（NP_001349995.1）のアミノ酸119～218内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00501
タンパク質分子量	23 kDa
配送	保冷バッグ