

WbおよびElisa用抗クロードイン6ポリクローナル抗体 - P56747

商品番号: CM0021016

前書き

ヒトClaudin
6（CLDN6）を標的とするウサギポリクローナル抗体
で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒ
ト、マウス、ラットと交差反応します。肝細胞におけ
るタイトジャンクションおよびHCV侵入の研究に有用
です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Claudin 6 ウサギpAb
備考/別名	CLDN6
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9074
遺伝子ID	9074
免疫原	ヒトClaudin 6（NP_067018.2）のアミノ酸121～220領域の配列に対応する合成ペプチド
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P56747
タンパク質分子量	23kDa
輸送方法	保冷剤