

ウェスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Claudin 6 ウサギモノクローナル抗体 - P56747

商品番号: CM0006448

前書き

ヒトClaudin

6を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-

P、ELISAに適し、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。タイトジャンクションおよびC型肝炎ウイルス侵入研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	Claudin 6 ウサギ mAb
備考/別名	Skullin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9074
GeneID	9074
免疫原	ヒトClaudin 6 (NP_067018.2) のアミノ酸119-219に相当する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	ウェスタンブロット、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P56747
タンパク質分子量	23kDa
発送	保冷バッグ