

If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Claudin18.2 ウサギモノクローナル抗体 - P56856-2

商品番号: CM0011266

前書き

IF-P、IHC-P、ELISAでの検証が完了した高品質な抗Claudin18.2 ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと反応します。胃のタイトジャンクションおよびバリア機能研究に最適です。SWISS: P56856-2。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Claudin18.2 ウサギmAb
別名	SFTA5; SFTPJ
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51208
遺伝子ID	51208
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P56856-2
タンパク質分子量	28kDa
輸送方法	氷袋