


Wb、If-P、Elisa用 Anti-Clca1 ポリクローナル抗体 - A8K7I4

商品番号: CM0012875



前書き

CLCA1（カルシウム活性化塩化物物チャネル調節因子1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。粘液過分泌、炎症、イオン輸送研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLCA1 ウサギ pAb
備考/別名	CACC, GOB5, CACCL, CLCRG1, CaCC-1, hCLCA1, hCaCC-1, CLCA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1179
GeneID	1179
免疫原	ヒトCLCA1（NP_001276.2）のアミノ酸22-150に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	A8K7I4
タンパク質分子量	100kDa
配送	保冷バッグ