

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Clcc1ポリクローナル抗体 - Q96S66

商品番号: CM0021540

前書き

ヒトCLCC1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。カルシウム恒常性と神経細胞の生存に重要な小胞体塩化物チャネルを標的とします。マウスと交差反応します。小胞体ストレスおよび網膜研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLCC1ウサギpAb
備考／別名	MCLC; RP32; CLCC1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	23155
GeneID	23155
免疫原	ヒトCLCC1（NP_055942.1）のアミノ酸302～501に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96S66
タンパク質分子量	62kDa
配送	保冷バッグ