


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Clcn1ポリクローナル抗体 - P35523

商品番号: CM0025612



前書き

CLCN1ウサギpAb (P35523) は、ヒト塩素イオンチャネルタンパク質1を標的とするポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。骨格筋の興奮性およびチャネル病研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLCN1 ウサギpAb
別名	CLCI; CLCN1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1180
GeneID	1180
免疫原	ヒトCLCN1 (NP_000074.3) のアミノ酸779-988に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35523
タンパク質分子量	109kDa
輸送方法	氷袋