


WbおよびElisa用Anti-Clcn1ウサギモノクローナル抗体 - P35523

商品番号: CM0003483



前書き

WBおよびELISA用の高品質な抗CLCN1ウサギモノクローナル抗体。ヒト塩素イオンチャネルタンパク質1を標的とし、骨格筋の興奮性および静止膜電位の維持に重要な電位依存性イオンチャネルです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLCN1 Rabbit mAb
備考/別名	CLC1; CLCN1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1180
GeneID	1180
免疫原	ヒトCLCN1 (NP_000074.3) のアミノ酸889-988領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P35523
タンパク質分子量	109kDa
配送	アイスバック