


抗Clcn2ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P51788

商品番号: CM0030369



前書き

ヒトCLCN2に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの検証済み。ヒトおよびマウスの塩素チャネルタンパク質2を検出し、神経科学、イオンチャネル、副腎研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLCN2 Rabbit pAb
別名	CLC2; ECA2; ECA3; EGI3; EGMA; EJM6; EJM8; FHA2; FHII; CIC-2; EGI11; HALD2; LKPAT; cIC-2; CLCN2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1181
免疫原	ヒトCLCN2（NP_001164560.1）のアミノ酸550〜770番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P51788
タンパク質分子量	99kDa
輸送方法	氷袋