


WbおよびElisa用 Anti-Clcn7 ウサギポリクローナル抗体 - P51798

商品番号: CM0027875



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションで
 検証済みのAnti-
 CLCN7ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラ
 ットサンプル中のCLCN7 (CLC-7)
 タンパク質を検出します。リソソーム酸性化、塩化物
 輸送、骨石化症の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLCN7 ウサギ pAb
備考/別名	HOD; CLC7; CLC-7; OPTA2; OPTB4; PPP1R63; CLCN7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1186
GeneID	1186
免疫原	ヒトCLCN7 (NP_001278.1) のアミノ酸626-805に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51798
タンパク質分子量	89kDa
発送	保冷バッグ