


Anti-Clcnka Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P51800

商品番号: CM0028531



前書き

ヒトおよびマウスサンプルのWBおよびELISAで検証されたCLCNKA Rabbit Polyclonal Antibody。聴覚および腎機能に關与する塩素化物チャネルClC-Kaを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLCNKA Rabbit pAb
備考/別名	CLCK1; ClC-K1; hClC-Ka; CLCNKA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1187
免疫原	ヒトCLCNKA (NP_001244068.1) のアミノ酸470-644に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P51800
タンパク質分子量	75kDa
配送	アイスバッグ