

抗Cldn10ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P78369

商品番号: CM0027357

前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗CLDN10ウサギポリクローナル抗体で、ラットとの交差反応性を示します。細胞間イオン透過性を調節するタイトジャンクションタンパク質であるヒトクロードイン-10を標的としており、腎臓および上皮研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLDN10 Rabbit pAb
別名	OSPL; HELIX; OSP-L; CPETRL3; CLDN10
種	ヒト
GeneID（ヒト）	9071
GeneID	9071
免疫原	合成ペプチド ヒトCLDN10（NP_008915.1）のアミノ酸1〜100番目の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P78369
タンパク質分子量	24kDa
配送方法	保冷剤