

Anti-Cldn11 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - 075508

商品番号: CM0029507

前書き

WBおよびELISAで検証された高品質なCLDN11ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのクラウジン-11を認識し、細胞接着および白質ジストロフィーに与えるタイトジャンクションタンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLDN11 Rabbit pAb
備考/別名	OSP; OTM; HLD22; CLDN11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5010
GeneID	5010
免疫原	ヒトCLDN11 (NP_005593.2) のアミノ酸26-207に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	075508
タンパク質分子量	22kDa
配送	氷袋