

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Cldn11 ウサギポリクローナル抗体 - O75508

商品番号: CM0017791

前書き

WB、IHC-P、ELISAアプリケーション用に設計されたCLDN11 ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの CLDN11（細胞間接着に関与するタイトジャンクション構成因子）を認識します。神経生物学およびバリア機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLDN11 Rabbit pAb
備考/エイリアス	OSP; OTM; HLD22; CLDN11
種	ヒト
遺伝子ID	5010 (ヒト)
免疫原	ヒトCLDN11 (NP_005593.2) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75508
タンパク質分子量	22kDa
配送	氷袋