

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Cldn17 ポリクローナル抗体 - P56750

商品番号: CM0013221

前書き

ヒトClaudin-17 (CLDN17)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに対応。マウスおよびラットと交差反応します。タイトジャンクションおよびアニオン輸送の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CLDN17 Rabbit pAb
備考/別名	CLDN17
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	26285
免疫原	合成ペプチド：ヒト CLDN17 (NP_036263.1) のアミノ酸100番からC末端までの配列内に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P56750
タンパク質分子量	25kDa
配送	氷袋