

## Anti-Cldn3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O15551

商品番号: CM0016745

### 前書き

ヒトCLDN3に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。タイトジャンクションおよび細胞接着の研究に有用です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 製品名      | CLDN3 Rabbit pAb                                               |
| 備考/別名    | RVPI; HRVP1; C7orf1; CPE-R2; CPETR2; CLDN3                     |
| 種        | ヒト                                                             |
| 遺伝子ID    | 1365                                                           |
| 免疫原      | 組換えタンパク質 ヒトCLDN3（NP_001297.1）のアミノ酸141-220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| ソース      | ウサギ                                                            |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                                      |
| アプリケーション | WB, ELISA                                                      |
| 交差反応性    | マウス, ラット                                                       |
| SWISS    | O15551                                                         |
| タンパク質分子量 | 23kDa                                                          |
| 配送       | 保冷バッグ                                                          |