

抗Cldn5ウサギポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用途 - O00501

商品番号: CM0018336

前書き

CLDN5に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。タイトジャンクションおよびバリア機能研究に必須の試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLDN5 ウサギ pAb
備考／別名	AWAL; BECL; TMVCF; TMDVCF; CPETRL1; CLDN5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7122
GeneID	7122
免疫原	ヒトCLDN5 (NP_001349995.1) のアミノ酸119～218番目の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00501
タンパク質分子量	23kDa
発送方法	氷袋