

Wb、If-P、Elisa用抗Cldn7ポリクローナル抗体 - O95471

商品番号: CM0021855

前書き

WB、IF-

P、ELISAでバリデーション済みの抗CLDN7ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのClaudin-7を約22

kDaで検出します。タイトジャンクション研究およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CLDN7 ウサギpAb
備考/別名	CLDN-7、CEPTRL2、CPETRL2、Hs.84359、claudin-1、CLDN7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1366
遺伝子ID	1366
免疫原	ヒトCLDN7 (NP_001298.3) のアミノ酸29～211に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95471
タンパク質重量	22 kDa
配送	保冷バッグ