

Wb、Elisa用 抗Cldnd1 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q9Ny35

商品番号: CM0025632

前書き

ヒトCLDND1（低分子透過性を調節するタイトジャンクションタンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。タイトジャンクション研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLDND1 ウサギ pAb
備考/別名	Z38; C3orf4; GENX-3745; CLDND1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	56650
GeneID	56650
免疫原	ヒトCLDND1 (Q9NY35) のアミノ酸28-138に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9NY35
タンパク質分子量	29kDa
輸送	保冷バッグ