


切断型Caspase-1 P20 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P29466

商品番号: CM0007082



前書き

ヒトCaspase-

1の切断型p20サブユニットを標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みです。インフラマソーム活性化、パイロトーシス、および炎症性サイトカイン処理の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Cleaved Caspase-1 p20 Rabbit mAb
備考/別名	ICE; P45; IL1BC; Caspase-1 p20
種	ヒト
GeneID (ヒト)	834
GeneID	834
免疫原	ヒトCaspase-1 p20 (NP_001244047.1) のアミノ酸200-300以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P29466
タンパク質分子量	10KDa/29KDa/35KDa/42/45KDa
配送	アイスバッグ