


Wb、Elisa用 抗Cleaved-Caspase 3 P12 ウサギモノクローナル抗体 - P42574

商品番号: CM0011993



前書き

ヒトカスパーゼ3（P42574）のp12切断フラグメントを標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。アポトーシス機構の研究およびバイオマーカー開発を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cleaved-Caspase 3 p12 ウサギmAb
備考/別名	CPP32; SCA-1; CPP32B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	836
遺伝子ID	836
免疫原	ヒトCleaved-Caspase 3 p12（NP_004337.2）のアミノ酸171-270に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P42574
タンパク質分子量	32 kDa
輸送	保冷バッグ