


切断型Caspase-8 (Asp384) ウサギモノクローナル抗体 (Wb、Elisa用) - Q14790

商品番号: CM0004729



前書き

切断型Caspase-8 (Asp384)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプルにおけるウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。アポトーシス、ネクロプトーシス、およびピロトーシスの研究アプリケーションに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cleaved Caspase-8 (Asp384) Rabbit mAb
備考/別名	CAP4; MACH; MCH5; FLICE; ALPS2B; Casp-8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	841
GeneID	841
免疫原	ヒトCaspase-8 (NP_203519.1) のアミノ酸371-470領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q14790
タンパク質分子量	55kDa
配送	アイスバッグ