


ピロプトーシス研究向け切断型Gasdermin

D（N末端）ウサギモノクローナル抗体 - P57764

商品番号: CM0006306



前書き

ヒトGasdermin

Dの切断型N末端断片を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体（P57764）です。WB、IF/ICC、ELISAに適しており、ピロプトーシス、インフラマソーム活性化、炎症応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO 検証済み] 切断型Gasdermin D (N末端) ウサギmAb
備考/別名	DF5L; DFNA5L; FKSG10; GSDMDC1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79792
遺伝子ID	79792
免疫原	ヒトGasdermin D (NP_079012.3) のAsp275周辺残基に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P57764
タンパク質分子量	53kDa
発送方法	保冷剤