


ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Cleaved Parp (Asp214)

モノクローナル抗体 - P09874

商品番号: CM0005559



前書き

ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギモノクローナル抗Cleaved PARP (Asp214)抗体。ヒトPARP1のアポトーシス特異的切断フラグメントを検出。DNA損傷およびアポトーシス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cleaved PARP (Asp214) ウサギ mAb
備考/別名	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP
種	ヒト
遺伝子ID	142
免疫原	ヒトPARP (Asp214) (NP_031441.2) のアミノ酸201-300に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISA
交差性	ヒト
SWISS	P09874
タンパク質分子量	113kDa
輸送	保冷バッグ