

抗Clec11Aウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Y240

商品番号: CM0025860

前書き

ヒトCLEC11Aに対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しており、ヒトおよびマウスと反応します。骨形成、骨維持、骨格組織研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLEC11A Rabbit pAb
別名	P47; SCGF; LSLCL; CLECSF3; CLEC11A
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	6320
GeneID	6320
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCLEC11A (NP_002966.1) のアミノ酸22-323番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y240
タンパク質分子量	36kDa
輸送方法	氷袋