

Wb、If-P、Elisa用抗Clec12Aポリクローナル抗体 - Q5Qgz9

商品番号: CM0029919



前書き

ヒトCLEC12A（CLL-1、MICL）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットと交差反応します。骨髓球活性化および免疫制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLEC12A ウサギpAb
備考/別名	CLL1; MICL; CD371; CLL-1; DCAL-2; CLEC12A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	160364
GeneID	160364
免疫原	ヒトCLEC12A（NP_612210.4）のアミノ酸66～265番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5QGZ9
タンパク質分子量	31kDa
配送方法	保冷剤