

抗Clec1Bポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q9P126

商品番号: CM0029272



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高特異性抗CLEC1Bポリクローナル抗体。血栓症や血管生物学に關与する血小板PDPN受容体であるヒト、マウス、ラットのCLEC1Bを検出します。免疫診断および研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLEC1B ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	CLEC2; CLEC2B; PRO1384; QDED721; I810061I13Rik; CLEC1B
種	ヒト
GeneID	51266
免疫原	ヒトCLEC1Bのアミノ酸22-196に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001092901.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9P126
タンパク質重量	27kDa
配送	アイスバッグ