


WbおよびElisa用抗Clec2Dウサギポリクローナル抗体 - Q9Uhp7

商品番号: CM0016051



前書き

ヒトCLEC2D（LLT1/OCIL）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスと交差反応します。標的は免疫調節および破骨細胞阻害に関与するNK細胞受容体です。免疫学および骨研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLEC2D Rabbit pAb
備考/別名	CLAX, LLT1, OCIL, CLEC2D
種	ヒト
遺伝子ID	29121 (ヒト)
免疫原	ヒトCLEC2D (NP_037401.1) のアミノ酸60-154番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UHP7
タンパク質分子量	22kDa
発送方法	保冷剤