


Wb、If/Icc、Elisa用抗Clec3B/Tetranectinモノクローナル抗体 - P05452

商品番号: CM0008963



前書き

ヒトCLEC3B/Tetranectin (P05452) に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証されています。マウスおよびラットと交差反応します。網膜機能、エキソサイトーシス小胞への分子輸送、およびプラスミノゲン結合の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLEC3B/Tetranectin ウサギmAb
備考/別名	TN ; TNA ; MCDR4 ; CLEC3B/Tetranectin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7123
GeneID	7123
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05452
タンパク質分子量	21 kDa
輸送	保冷バッグ