


## Wb、If-P、Elisa用抗Clec4Dポリクローナル抗体 - Q8Wxi8

商品番号: CM0026887



前書き

WB、IF-

P、ELISAで検証済みの高品質CLEC4DウサギpAb。  
ヒト、マウス、ラットのCLEC4D（CD368、Dectin-3）を認識します。自然免疫およびパターン認識受容体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 仕様                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 製品名         | CLEC4D ウサギpAb                                              |
| 別名          | MCL, MPCL, CD368, CLEC6, CLEC-6, CLECSF8, Dectin-3, CLEC4D |
| 対象種         | ヒト                                                         |
| GeneID (ヒト) | 338339                                                     |
| GeneID      | 338339                                                     |
| 免疫原         | ヒトCLEC4D (NP_525126.2) のアミノ酸39～215番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質    |
| 起源          | ウサギ                                                        |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                  |
| 用途          | WB, IF-P, ELISA                                            |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                 |
| SWISS       | Q8WXI8                                                     |
| タンパク質分子量    | 25kDa                                                      |
| 発送方法        | 氷袋梱包                                                       |