

Wb、Elisa用抗Clec4Eポリクローナル抗体 - Q9R0Q8

商品番号: CM0027975

前書き

C型レクチン自然免疫受容体であるマウスCLEC4E（Mincle）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAに適しており、ラットと交差反応性を示します。パターン認識や宿主防御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLEC4E ウサギpAb
略称/別名	Mincle; Clecsf9
対象種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	26253
遺伝子ID	56619
免疫原	マウスCLEC4E/MINCLE (NP_064332.1) のアミノ酸120～200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q9R0Q8
タンパク質分子量	24kDa
輸送方法	氷袋