

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Clec4M ウサギポリクローナル抗体 - Q9H2X3

商品番号: CM0014423



前書き

ヒトCLEC4M（CD299、L-SIGN、DC-SIGNR）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。病原体認識および免疫監視研究の研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CLEC4M ウサギ pAb
備考/別名	CD299; LSIGN; CD209L; L-SIGN; DCSIGNR; HP10347; DC-SIGN2; DC-SIGNR; CLEC4M
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10332
遺伝子ID	10332
免疫原	ヒトCLEC4M (NP_055072.3) のアミノ酸71-399に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H2X3
タンパク質分子量	45kDa
輸送	保冷バッグ