


抗Clec5Aウサギポリクローナル抗体 (WbおよびElisa用) - Q9Ny25

商品番号: CM0028197



前書き

ヒトCLEC5A (MDL-1)
に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。自然免疫、ウイルス感染、破骨細胞分化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLEC5A ウサギpAb
備考/別名	MDL1; MDL-1; CLECSF5; CLEC5A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23601
遺伝子ID	23601
免疫原	ヒトCLEC5Aのアミノ酸29-188に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_037384.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q9NY25
タンパク質重量	22kDa
配送	アイスパック