

Wb、Elisa用 抗Clec7Aポリクローナル抗体 - Q9Bxn2

商品番号: CM0026675

前書き

ヒトCLEC7A（デクチン-1）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。自然免疫、真菌認識、β-グルカンシグナル伝達に関する研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLEC7A ウサギ pAb
備考/別名	BGR; CD369; CANDF4; SCARE2; DECTIN1; CLECSF12; CLEC7A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64581
GeneID	64581
免疫原	合成ペプチド ヒトCLEC7A（NP_922938.1）のアミノ酸140-240に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BXN2
タンパク質分子量	28kDa
発送	保冷バッグ