


抗Clc1ウサギポリクローナル抗体 Wb、Elisa用 - O00299

商品番号: CM0029653



前書き

ヒトCLIC1（27 kDa）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットのCLIC1と交差反応します。イオンチャネルおよびオキシドレダクターゼ研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLIC1 Rabbit pAb
備考/別名	G6; CLIC1; NCC27; CLCNL1; CLIC1
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	1192
GeneID	1192
免疫原	ヒトCLIC1 (NP_001279.2) のアミノ酸42～241番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00299
タンパク質分子量	27kDa
発送	氷袋